

VELA Samba 150 Medical

Tootekood : 80143



Hambaravi töötoolid

Standard varustus:

- Materjal/värv: Dolce kanga põhi värvivalik (6702, 6719, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728)
- Topelt polsterdus (istme all) ja servakaitse
- Istumisosa kõrgus vahemikus 44-64cm
- Manuaalne kõrguse reguleerimine/ istme kallutus
- Manuaalne seljatoe reguleerimine (edasi-tagasi)
- Alumiiniumist toolijalg 1-50 cm
- S150 istmeosa 46 x 32 cm
- S150 seljatugi 22 x 29 cm
- Rattad 5 x 50 mm topelt pehmendusega
- Maksimaalne kandevõime 125 kg



Materjal/Värv

Valik 1. Antistatic skai, must	36€
Valik 2. Illusion : 01100, 45633, 57841, 66745, 67382	68€
Valik 3. Compound: 0002, 0007, 0008, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019	96€
Valik 4. Dolce, Illusion, Compound: Teised värvid pikema tarneajaga.	109€

Lisavarustus

• Poleeritud alumiinium toolijalg 3, Ø 64,5cm	0€
• Istumisosa kõrgus 50-70 cm	16€
• Istumisosa kõrgus 60-86 cm	16€
• 48-67 cm jalaga reguleeritav	209€
• 55-81 cm jalaga reguleeritav	255€
• Ratta aeglustajad, mustad	22€
• Piduritega topelt rattad, mustad	22€
• Antistaatilised rattad, mustad	22€
• Jalatoe ring alumiinium raamile	109€

* Valik kõrgus 50-70 cm, 55-81 cm või 60-86 cm nõuab poleeritud alumiiniumraami stiili 3, Ø 64,5 cm.

*Alumiiniumraami jalarõnga valik nõuab poleeritud alumiiniumraami stiili 3, Ø 64,5 cm.